

Description générale	Tensionnometre Anéroïde Manopoire avec cuillère cadran 65 mm à bouton presseur. Modèle HS-201T1 Utilisation ambidextre	
Classe DM	Classe I avec mesure organisme 0123	
Pièces jointes	Oui	Photo, mode d'emploi
Référence lot/série	Oui	Numéro de série sur le DM
Dispositif raccordé	Non	
Dispositif Usage Unique	Non	
Dispositif stérile	Non	
Stérilisation	Non	
Autoclavable	Non	
Nettoyage	Oui	Avec un tissu doux et sec ou une avec une solution désinfectante diluée. Retirer la poche en caoutchouc avant de nettoyer le brassard en machine à 30°C ou à la main, ne pas essorer. La poche ainsi que la tubulure peuvent être nettoyer à l'eau tiède savonneuse, boucher l'extrémité du tube avant toute opération pour éviter le remplissage de la poche par du liquide. Rincer et sécher.
Substance impropre	Produit attaquant le PVC, le nylon et le métal et l'ABS	
Pièces constitutives	Oui	Un brassard velcro avec sa poche gonflable de type ACMNP-1 pour 22-32 cm et un manomètre à bouton presseur et cuillère, cadran de 65 mm de diamètre.
Matières	Manomètre en ABS (Acrylonitrile butadiène styrène), accroche en métal, la poire en PVC, le brassard velcro et le sac en nylon. Sans latex.	
Étiquetage	Oui	Nom, référence, taille, CE0123, COMED, recyclage, N° série, indication pour garantie.
Conditionnement	Oui	Carton individuel et pochette en nylon avec poignée.
Stockage particulier	Oui	Sec et propre.
Marquage sur le DM	Oui	Sur le brassard intervalle d'utilisation 22-32 cm indicateur d'artère et de pose. Sur le manomètre CE0123 plus indicateur d'unité de mesure mmHg
Références	22 600 50	
Désignation	Tensionnometre à bouton presseur cadran de 65 mm	
Dimension Lo x la x h(mm)	Brassard = 510 x 158 tube de 500 mm de long Cadran = Ø65	
Plage de mesure	0 à 300 mmHg	
Précision	+/- 3 mmHg	
Échelon	2 mmHg	
Température d'utilisation	+ 10 à + 40°C	
Température de stockage	- 20 à 40°C, à 85% d'humidité.	
Plage de tolérance du point zéro	+/- 3 mmHg	
Poids nu (g)	254	
Couleurs	Anthracite	
Utilisation	Dispositif permettant de mesurer la pression exercé par le sang sur les artères d'un être humain. Possibilité d'utilisation ambidextre.	
Mode d'emploi	Voir mode d'emploi	
Précaution d'emploi	Ne pas immerger, le manomètre, ne pas exposer le brassard aux radiations solaires. Faire attention de ne pas endommager le cadran. Veuillez nettoyer le brassard entre chaque prise de pression, risque de contamination croisée. Vérifier l'étalonnage du manomètre au moins une fois par 2 ans, en cas d'utilisation intense vérification annuelle. Dans le doute vérifier ponctuellement.	
Recyclage/Récupération	Dans des bacs à déchets médicaux ou matière plastique	
DEEE/REACH	Non / NC	
PVC/ PHTALATES	Oui/ Non	
Données de sécurités	Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul	